

96 个样品同时处理

AGE-96 型自动核酸提取装置



使用磁珠法的核酸快速提取装置，96 个样品同时处理，试剂分注、溶解、吸附，B/F 分离、清洗、洗脱及向 PCR 板取样的全部工作，均自动在短时间内完成。

特点：

- **96 孔全自动处理**
作为核酸提取装置型是世界上最早的在 96 孔板上实现自动处理和 96 件样品同时处理的装置。
- **大幅度的降低运行成本**
采用市售通用的滴头和 96 孔板，使运行成本大幅度降低，如在提取 96 件样品时，只需使用通用的带架的 96 只滴头和，以及 96 深孔板一个。
- **高速处理**
由于 96 件样品同时处理(溶解、吸附，B/F 分离、清洗、洗脱)以及 8 通道处理(试剂分注、转移)，整个过程可以在短时间内高速完成。
- **紧凑的台式设计，不占空间**
- **极高的性能价格比**
由于是高精度，具有优良的性能价格比。



各部分组成：

- ① 8 通道分注头
- ② 96 道混合喷嘴(清洗/吸取)
- ③ 冷却模块
- ④ 磁性模块
- ⑤ 96 孔深孔板
- ⑥ 1ml 滴头架
- ⑦ 滴头清洗槽
- ⑧ PCR 板

技术规格

外型尺寸	W700xD750xH750mm	使用滴头	1ml 带滤器滴头
电源及功率	AC100V, 50/60Hz	适应的多孔板	96 孔 PCR 板
重量	约 80Kg	外部通讯接口	RS-232C, 打印接口
容器部	96 孔深孔板 同时处理 96 件样品的磁性模块	冷却、加热单元	采用电子元件制冷，4~99°C
接口	串联接口 RS-232C, 打印机接口 ESC/P	选择件	加热专用加热模块 96 滴头同时清洗槽

吉诺思愿与所有同仁们携手并进，开创未来！

北京总公司 北京市海淀区花园路 6 号 北京应物会议中心北楼 131 室 电话: (010) 82034498, 82034497 传真: (010) 82034493 邮政编码: 100088 电子信箱: info@geno-tech.com.cn	上海分公司 上海市北京西路 1399 号 建京大厦 11 层 C02 室 电话: (021) 62890847, 62891803 传真: (021) 62477927 邮政编码: 200040 电子信箱: shanghai@geno-tech.com.cn	广州分公司 广东省广州市北较场横路 12 号 广东物资大厦 807 室 电话: (020) 83836532, 83824053 传真: (020) 83863679 邮政编码: 510050 电子信箱: guangzhou@geno-tech.com.cn	成都办事处 四川省成都市一环路南三段 66 号 四川外商投资中心 730 室 电话: (028) 2941548, 2941556 传真: (028) 5178341 邮政编码: 610041 电子信箱: chengdu@geno-tech.com.cn
免费咨询电话: 800-810-0977		公司网站: http://www.geno-tech.com.cn	