

法国 ETUVES 系列玻璃器皿干燥箱

France Etuves Glassware Drying Cabinets

法国 ETUVES 公司生产的系列玻璃器皿干燥箱，具有高的通用性和集成性，广泛地应用于各种科研和工业实验室，玻璃器皿干燥箱用于干燥和储存玻璃器皿，最大使用温度可达 60℃。

- ❑ **性能：**操作温度范围：室温～60℃
- ❑ **结构：**从280升，560升和780升三种容积供选择，控制面板在箱体的下部，内腔采用不锈钢材料，外壳用钢板抛光，用环氧漆喷涂(白色)。外门采用双开玻璃门设计，便于观察箱内物品的状况；外壁没有隔热设计。
- ❑ **加热：**管状的加热元件采用不锈钢材料包覆，设计安装在箱体的底部。
- ❑ **内置风扇 - 强制空气循环：**新风由底部进入，并且加热，风扇循环，使箱内空气流通均匀，由箱体顶部排出。
- ❑ **加热控制和指示：**加热电源由Simmerstat控制，控制范围：0%～100%，指示灯显示加热状态。
- ❑ **废气排放和新风供应：**在箱体顶部安装有一个30mm直径的废气排放口，可选择机械抽出装置已加速空气流动和干燥过程。
- ❑ **设备配置：**多位置隔板，易于放入样品和取出样品，另外可以选择增加隔板的数量。
- ❑ **工厂配置选择件和附件：**多种选择件和附件供选择，使玻璃器皿干燥箱满足各种需要；工厂配置选择件必须在主机订购时选定。



技术参数

玻璃器皿干燥箱型号	AS280	AS560	AS780
最高使用温度	60℃	60℃	60℃
室温 - 60℃	< ±0.5	< ±0.5	< ±0.5
Simmerstat 温度控制	0%～100%	0%～100%	0%～100%
工作体积(升)	286	556	772
内部规格(宽 x 深 x 高, cm)	90x60x53	90x60x103	90x60x143
内部规格(宽 x 深 x 高, cm)	96x62x71.2	96x62x121.2	96x62x161.2
隔板数量(标准/最多)	1/4	2/8	2/12
隔板尺寸(宽 x 深, cm)	89x59.5	89x59.5	89x59.5
最大承重(隔板/干燥箱, Kg)	40/160	40/200	40/200
电源(V/Hz)	230/50	230/50	230/50
最大功率	2000W	2000W	2000W

工厂配置选择件

- 304 不锈钢外壳
- 金属门代替玻璃门
- 废气排气净化器(60 立方米/小时)
- 附加安全调节温度控制器
- 0-99 小时数字式计时器，带自动/手动选择
- 外壳特殊颜色

选择附件

- 附加隔板和支撑架
- 不锈钢盘(15mm深)

其它相关产品

☐ 实验室干燥箱	☐ 生物培养箱	☐ 真空干燥箱	☐ 工业干燥箱	☐ 高温干燥箱	☐ 实验室马弗炉
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

吉诺思愿与所有同仁们携手并进，开创未来！

北京总公司 北京市海淀区花园路 6 号 北京应物会议中心 131 室 电话: (010) 82034498, 82034497 传真: (010) 82034493 邮政编码: 100088 电子信箱: info@geno-tech.com.cn	上海分公司 上海市北京西路 1399 号 建京大厦 11 层 C02 室 电话: (021) 62890847, 62891803 传真: (021) 62477927 邮政编码: 200040 电子信箱: shanghai@geno-tech.com.cn	广州分公司 广东省广州市环市东路 276 号 国龙大厦裕兴阁 9 楼 H 座 电话: (020) 83229830, 83229832 传真: (020) 83229831 邮政编码: 510060 电子信箱: guangzhou@geno-tech.com.cn	成都办事处 四川省成都市盐道街 20 号 成都美华商务大厦 16-19 室 电话: (028) 86726918, 86726928 传真: (028) 86726968 邮政编码: 610016 电子信箱: chengdu@geno-tech.com.cn
免费咨询电话: 800-810-0977		公司网站: http://www.geno-tech.com.cn	