

产品展示 – 数字式双槽水浴

SUB Aqua Dual Plus 5 L和12 L

当需要两档温度，同时结合空间、性价比等因素时，SUB Aqua Dual Plus是您的最佳选择。受欢迎程度高的5L和12L容量的水浴槽兼容于一体，有效的节省了空间。独立的PC浴槽盖以方便加温度计。

- 卓越的性价比 – 相比2个独立的浴槽，价格更低
- 双重控制 – 操作简单，独立控制，清晰的温度显示
- 更有效的利用实验室空间
- 两个独立的盖子 – 减少蒸发
- 单一电源线



应用领域：

- 临床，微生物学和病理学 – 样品前处理，培养基预处理，样品解冻
- 基础研究 – 组织培养前处理，培养基的加热
- 工业实验室 – 产品测试，QC，溶液的加热
- 学校/大学的教学工作 – 科学实验相关演示