

## MMS-3000 迷你型磁力搅拌器

本产品是一款紧凑型磁力搅拌器，适用于实验室中小容积的液体搅拌，例如：PH测量、萃取、透析等

- 可调转速: 0 to 3000 rpm
- 搅拌体积: 20 L



最大搅拌体积为2L

坚固的不锈钢平台，工作面积  
160mm<sup>2</sup>

运转安静，尺寸小—节约空间

MMS-3000 装有可拆卸立柱，允许在液体中插入不同传感器（温度，pH等）

标配含有磁力圆筒型搅拌子（6 × 25mm）

旋钮控制，轻松设定所需搅拌速率

- 应用领域：
- PH测定，提取和小量物质的搅拌
  - 搅拌液体体积最大可达20L

## 搅拌器 – 型号与技术参数

## MMS-3000

## 磁力搅拌器



h: 75 mm  
d: 230 mm  
w: 185 mm  
weight: 1.5 kg

工作环境温度	°C	+ 4 to 40
速度	rpm	0 to 3000
液体搅拌粘度	mPa	up to 1170
搅拌体积	L	20
平台尺寸	mm	Ø160
工作电压	V dc	12
工作电流	A	0.3