


日本精机制作所-ACE 破碎乳化仪



日本精机制作所研制开发的 ACE 破碎乳化仪是非常有用的产品，其通过与日本国家实验室研究所合作研究，克服了传统设备的不足，其性能得到提高，达到高效实用。

用途


- 医学方面：生物化学、细菌学、药理学、预防医学方面的检验
- 药学方面：预防液、注射液、药品等的研究、试制、检查和生产制造
- 化学方面：化学全面的研究、检查、制造
- 食品方面：农产品、水产品、加工食品等的试制、检查、研究

技术规格

电源	AC 220V, 50Hz, 1.2A
电机	100W, 0 ~ 18,000rpm
处理量	5ml ~ 1,000ml
尺寸	255 宽 x 250 深 x 380 高 mm
重量	6kg

特点

- 可控硅回转控制装置，自动发电式转速表，计时器(15 分钟)
- 多种试样在短时间可以连续处理
- 接触液体部位可以进行干燥加热和高压蒸汽消毒灭菌
- 操作简单，重量轻，容易搬运



ACE 破碎乳化仪标准型式

型式	容量	数量	重量
AM-1	5 ~ 30ml	1	6.2kg
AM-2	5 ~ 30ml(玻璃)	1	6.2kg
AM-3	30 ~ 100ml	1	6.3kg
AM-4	30 ~ 100ml(玻璃)	1	6.3kg
AM-5	5 ~ 100ml	2	6.7kg
AM-6	5 ~ 100ml	2	6.7kg
AM-7	100 ~ 500ml	1	6.7kg
AM-8	5 ~ 500ml	3	7.6kg
AM-9	5 ~ 500ml	4	8.0kg
AM-10	500 ~ 1,000ml	4	7.2kg
AM-11	5 ~ 1,000ml	5	9.4kg
AM-12	100 ~ 200ml	1	7.0kg

吉诺思愿与所有同仁们携手并进，开创未来！

北京总公司	广州分公司	成都办事处
北京市海淀区花园路 6 号 北京恒泰会议中心 131 室 电话：(010) 82034498、82034497 传真：(010) 82034493 邮政编码：100088 电子信箱：info@geno-tech.com.cn	广东省广州市环市中路 276 号 广东大厦 11 层 C02 室 电话：(020) 83229830、83229832 传真：(020) 83229831 邮政编码：510080 电子信箱：guangzhou@geno-tech.com.cn	四川省成都市人民南路盐道街 6 号 美华大厦 16-19 室 电话：(028) 86726918、86726928 传真：(028) 86726988 邮政编码：610016 电子信箱：chengdu@geno-tech.com.cn
免费咨询电话：800-810-0977	公司网站：http://www.geno-tech.com.cn	