

日本精机制作所-EXCEL 自动破碎乳化仪



日本精机制作所最新研制开发的 EXCEL 自动破碎乳化仪(ED 系列), 其是为满足连续的同条件下操作, 如: 混合、乳化和均质, 而设计制造的。

用途


- 医学方面: 生物化学、细菌学、药理学、预防医学方面的检验
- 药学方面: 预防液、注射液、药品等的研究、试制、检查和生产制造
- 化学方面: 化学全面的研究、检查、制造
- 食品方面: 农产品、水产品、加工食品等的试制、检查、研究

特点

- 采用直流无碳刷电机, 满足清洁操作的要求
- 采用 IC 控制速度和时间, 满足自动控制 and 设置的要求, 数字式显示实时转速和时间
- 多种试样在短时间以内可以连续处理
- 接触液体部位可以进行干燥加热和高压蒸汽消毒灭菌
- 操作简单, 重量轻, 容易搬运

技术规格

电源	AC 220V, 50Hz, 2A
电机	150W, 0 ~ 18,000rpm(空载)
架台	IC 控制, 数字式显示
处理量	5ml ~ 1,000ml
尺寸	250 宽 x 245 深 x 420 高 mm
重量	7kg
结构	非防爆型结构



EXCEL 自动破碎乳化仪标准型式

型式	容量	重量	型式	容量	重量
ED-1	5 ~ 30ml	1 7.2kg	ED-7	100 ~ 500ml	1 7.7kg
ED-2	5 ~ 30ml(玻璃)	1 7.2kg	ED-8	5 ~ 500ml	3 8.6kg
ED-3	30 ~ 100ml	1 7.3kg	ED-9	5 ~ 500ml	4 9.0kg
ED-4	30 ~ 100ml(玻璃)	1 7.3kg	ED-10	500 ~ 1,000ml	4 8.2kg
ED-5	5 ~ 100ml	2 7.7kg	ED-11	5 ~ 1,000ml	5 10.4kg
ED-6	5 ~ 100ml	2 7.7kg	ED-12	100 ~ 200ml	1 8.0kg

吉诺思愿与所有同仁们携手并进, 开创未来!

北京分公司	上海分公司	广州分公司	成都办事处
北京市海淀区花园路 6 号 北京远海会议中心 131 室 电话: (010) 82034498, 82034497 传真: (010) 82034493 邮政编码: 100088 电子邮箱: info@geno-tech.com.cn	上海市北京西路 1399 号 建京大厦 11 层 C02 室 电话: (021) 82890847, 62891803 传真: (021) 82477927 邮政编码: 200040 电子邮箱: shanghai@geno-tech.com.cn	广东省广州市环市中路 276 号 国龙大厦 9 楼 H 座 电话: (020) 83229630, 83229832 传真: (020) 83229631 邮政编码: 510060 电子邮箱: guangzhou@geno-tech.com.cn	四川省成都市人民南路盐道街 6 号 美华大厦 1619 室 电话: (028) 86726918, 86726928 传真: (028) 86726968 邮政编码: 610016 电子邮箱: chengdu@geno-tech.com.cn
免费咨询电话: 800-810-0977			
公司网站: http://www.geno-tech.com.cn			