

arium® 61315 实验室反渗透系统

arium® 61315 RO Water System



arium® 61315 反渗透器水质达到 ASTM 试剂三级标准，达到或超过蒸馏水质。可作为常规试验用水，或作为 arium® 611 系列超纯水器的进水。

技术参数		杂质去除率	
出水量:	15L/hr	颗粒物:	94-99%
进水:	自来水 I	微生物:	> 99%
进水压力:	1.0-6.8 bar	颗粒:	> 99%
水回收率:	55%	可溶性有机物(MW>300):	> 99%

产品特点:

- 节水: 水回收率高达 55%，远远高于同类产品 15-30%的回收率
- 24 小时全自动控制，并具备系统自检功能
- 独特的全封闭压力水箱，不需要换气，避免二次污染，长期保持水质
- 系统自动冲洗反渗透柱，防止水垢产生，延长反渗透柱使用寿命
- 性能优越，操作简单



产品信息:

产品编号	产品描述
61315	反渗透器主机
613CPF05---V	预处理柱, 2/pk
613CPM1---V	反渗透柱, 2/pk
613APV55	55 升压力水箱
613APV75	75 升压力水箱



吉诺思愿与所有同仁们携手并进，开创未来！

北京总公司	上海分公司	广州分公司	成都办事处
北京市海淀区花园路 6 号 北京应物会议中心 131 室 电话: (010) 82034498-95 传真: (010) 82034493 邮政编码: 100088 电邮: info@geno-tech.com.cn	上海市北京西路 1399 号 建京大厦 11 层 C02 室 电话: (021) 62890847, 62891803 传真: (021) 62477927 邮政编码: 200040 电邮: shanghai@geno-tech.com.cn	广东省广州市环市中路 276 号 国龙大厦裕兴阁 9 楼 H 座 电话: (020) 83229830, 83229832 传真: (020) 83229831 邮政编码: 510060 电邮: guangzhou@geno-tech.com.cn	四川成都市人民南路盐道街 20 号 美华商务公寓楼 16-19 室 电话: (028) 86726918, 86726928 传真: (028) 86726968 邮政编码: 610016 电邮: chengdu@geno-tech.com.cn
免费咨询电话: 800-810-0977		公司网站: http://www.geno-tech.com.cn	