

VWR-抗静电聚苯乙烯称量船

VWR® Antistatic Polystyrene Weigh Boats

专为实验室称量液体或粉末样品而设计的安全，经济容器；光滑聚苯乙烯的结构能确保准确地倾出样品，最大的减少样品损失；制造过程中在塑料里嵌入一种抗静电剂处理，处理后的效果不会磨损或消失，并有利于易受静电影响样品的称重。

这种多功能和耐用称量船也可以用来作为样品材料速冻托盘，丢弃破安瓿托盘，用于小批量或混合的托盘。



产品编号	产品描述
89106-766	VWR-抗静电聚乙烯称量船，8.9(L)x8.9(W)x2.5(D)cm，100ml，白色，500个/箱
89106-768	VWR-抗静电聚乙烯称量船，8.9(L)x8.9(W)x2.5(D)cm，100ml，蓝色，500个/箱
89106-764	VWR-抗静电聚乙烯称量船，4.1(L)x4.1(W)x0.8(D)cm，20ml，白色，500个/包(现货)
89106-770	VWR-抗静电聚乙烯称量船，14(L)x14(W)x2.5(D)cm，330ml，白色，500个/箱

注：89106-764 为 12577-005 的新产品编号