

VWR-VWR-微量铝质称量盘

VWR® Aluminum Micro Weighing Dishes

理想的微量天平、有机微量元素和热分析及其在医药方面应用的称量盘，微量称量盘与大多数市售的分析仪器和微量天平兼容，采用易于使用的塑料容器储存和分配。



产品编号	产品描述
12577-066	VWR-微量铝质称量盘，椭圆形，10(W)x4(L)x4.5(D) mm，0.11ml，250 个/盒
12577-064	VWR-微量铝质称量盘，椭圆形，6.5(W)x3.5(L)x2.5(D) mm，0.04ml，250 个/盒
12577-072	VWR-微量铝质称量盘，椭圆形，12(W)x2(L)x4.5(D) mm，0.12ml，250 个/盒
12577-070	VWR-微量铝质称量盘，椭圆形，12(W)x4(L)x2.7(D) mm，0.12ml，250 个/盒
12577-068	VWR-微量铝质称量盘，椭圆形，25(W)x7(L)x7(D) mm，1.12ml，250 个/盒
12577-062	VWR-微量铝质称量盘，圆形，Φ13x3.5(D) mm，0.35ml，250 个/盒
12577-060	VWR-微量铝质称量盘，圆形，Φ6x2.5(D) mm，0.035ml，250 个/盒