

VWR-抗静电聚苯乙烯称量舟

VWR® Antistatic Weighing Canoes

称量舟采用聚苯乙烯(PS)材料, 专门用于有静电作用样品材料的精确称重, 采用可回收的原始聚苯乙烯, 电阻率为 $109 \Omega \cdot m$, 边缘采用非防滑表面, 舟形设计便于称量样品的倾倒, 提供大、中、小三种规格, 颜色为原色。



产品编号	产品描述
13451-990	VWR-抗静电聚苯乙烯称量舟, 大号, 9.8(W)x16.8(L)x2.9(D) cm, 250 个/箱
13451-989	VWR-抗静电聚苯乙烯称量舟, 中号, 7.3(W)x12.1(L)x3.2(D) cm, 250 个/包
13451-986	VWR-抗静电聚苯乙烯称量舟, 小号, 3.5(W)x4.8(L)x1.3(D) cm, 250 个/箱 (现货)