

VWR-单层平板摇床(脱色摇床)

VWR® Rocking Platform Shakers, Basic

- 宽的可变速度范围，4~150 次/分
- 可调节的摇动方式
- 水平摇动角度可调， $\pm 20^\circ$
- 平台采用不锈钢材料，耐用且易清洗
- 强有力的电机和轴承，保证了使用可靠和稳定
- 可在冷室中使用，安全可靠



专门为凝胶和转印膜的精密的水平搅拌而设计，提供一个有效的速度范围和可调节的摆动角度，产生温柔的“波浪”效果，从而达到提升和清洗整个凝胶和转印膜的目的；无论负载或电压波动，摇床速度均能保持恒定。

可选择单层或双层平台摇杆，双层之间的平台高度差为 9cm，平台是由不锈钢制成，耐用和易于清理，强大的电机和轴承，确保长期使用寿命，且冷室使用安全。

技术参数

| 产品名称 | VWR-单层平板摇床(脱色摇床) |
|------|-----------------------------|
| 产品编号 | 40000-302 |
| 摇动速度 | 4~150 次/分钟 |
| 摇动角度 | $\pm 20^\circ$ ，可调节 |
| 工作温度 | 4~65℃ |
| 最大承载 | 7 kg (15.4 磅) |
| 外观尺寸 | 356(宽) x 330(深) x 165(高) mm |
| 平台规格 | 356(宽) x 280(深) |
| 电源供应 | 230V/50Hz |

产品信息

| 产品编号 | 产品描述 |
|-----------|-------------------------|
| 40000-302 | VWR-单层平板摇床(脱色摇床)，220VAC |