

## VWR-手动钳口瓶封盖器和启盖器

VWR Manual Crimping and Decrimping Tools



- 容易操作和使用
- 特别为实验室使用设计的具有良好化学耐受性的表面镀膜
- 坚韧的钳口采用特殊的金属合金，保证长时间使用
- 在操作柄上设有钳口压力调节器
- 11mm, 13mm 和 20mm 直径的封盖器的卷口的高度可调，通过在钳口器头上的螺栓，采用内六角扳手调节

产品编号	产品描述
66030-828	Φ8mm 手动钳口瓶压盖器
66030-832	手动钳口瓶启盖器，用于 Φ8mm 铝盖
<b>66030-192</b>	<b>Φ11mm 手动钳口瓶压盖器</b>
66064-268	Φ13mm 手动钳口瓶压盖器
66064-270	Φ13mm 手动钳口瓶压盖器，Flip Off
<b>66030-804</b>	<b>Φ20mm 手动钳口瓶压盖器</b>
66030-808	手动钳口瓶启盖器，用于 Φ20mm 铝盖
<b>66064-344</b>	<b>Φ20mm 手动钳口瓶压盖器，Flip Off</b>
66064-360	Φ28mm 手动钳口瓶压盖器
66064-364	Φ30mm 手动钳瓶压盖器
66065-598	Φ32mm 手动钳瓶压盖器