

VWR-全不锈钢分样筛

VWR® 8" Test Sieves, All Stainless Steel

VWR-直径 8 吋(203.2mm)全不锈钢分样筛是处理中等样品量的理想和耐用的分样筛, 每个分样筛均有可追溯的系列编号和符合 ASTM E11 和 ISO 3310 规范的有效的验证证书, 并可有偿提供分样筛盘、分样筛盖、分样筛刷和 Centerline® 分样筛检测或校准证书。VWR-直径 8 吋(203.2mm)全不锈钢分样筛有全高(2 吋/5.08cm)和半高(1 吋/2.54cm)两种规格。

半高(高度: 1"/2.54cm)



全高(高度: 2"/5.08cm)



产品编号	规格	USA Series	Sieve Opening
57334-486	全高	#325	45 µm (0.0018")
57334-494	全高	#635	20 µm (0.0008")

*. 以上产品现货供应