



sartorius

BIOHIT

更安全的移液，更准确的结果  
- 2012年移液器吸头买4送1



购买4组 SafetySpace™ 滤芯吸头  
- 可额外获赠1组吸头

#### SafetySpace™ 滤芯吸头

- 与传统滤芯吸头相比在样品与滤芯之间留出了更多的空间
  - 无论使用何种移液技术或处理什么液体，都无需担心样品与滤芯发生接触。
- 在吸头中留出额外容量，适用于以下操作：
- 移取泡沫液体，如缓冲液和蛋白质
  - 移取有机溶剂
  - 使用电动移液器的多次分液功能
  - 反向移液
- 预消毒并经认证不含有DNase，RNase和内毒素，可按批号进行认证查询



吸头盒根据量程不同进行了彩色标识，方便与移液器匹配

由于吸头是移液过程中不可或缺的一个环节，它的形状、材质、匹配性及纯度对移液结果都有至关重要的影响。因此所有赛多利斯百得的吸头都按照严苛的质量标准经过测试和认证。生产在ISO 8级洁净室中进行以确保其最高的纯度，并且遵循良好操作规范(GMP)，尽量减少由于生产可能对环境带来的负荷。

[www.biohit.com](http://www.biohit.com) • [www.biohitchina.com](http://www.biohitchina.com)



sartorius

BIOHIT

选择任意4组滤芯吸头 - 可免费获得额外的1组

SafetySpace™ 滤芯吸头 - 订购信息

产品编号	量程	包装方式	纯度水平	数量 / 单位	
			不含 RNase, DNase 及内毒素	预消毒	
790011F	0.1-10 µl	单层盒装	•	•	10x96
790021F	0.5-20 µl	单层盒装	•	•	10x96
790101F	2-120 µl	单层盒装	•	•	10x96
790201F	5-200 µl	单层盒装	•	•	10x96
790301F	5-300 µl	单层盒装	•	•	10x96
791001F	50-1000 µl	单层盒装	•	•	10x96
791211F	50-1200 µl	单层盒装	•	•	10x96

+1组免费

SafetySpace滤芯吸头采用彩色标识的单层盒进行包装。它们经认证不含DNase, RNase和内毒素, 并且用电子束进行预消毒。可根据批次在www.biohit.com下载纯度认证证书。

滤芯吸头由纯聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)制成, 可阻止悬浮微粒和液体污染物的进入。有助于降低交叉污染的风险, 同时也有利于减少移液器的维护需求。滤芯由聚乙烯制成, 为避免对样品及结果产生干扰制造过程中没有使用密封添加剂。



活动截止至2012年12月31日



www.sartorius.com

授权经销商: 北京吉诺思科技发展有限公司

电话: (010) 51659588 传真: (010) 82561655

免费咨询电话: 400-818-0977

网址: http://www.geno-tech.com.cn